





- Mémo Utilisation des écouvillons à l'usage des préleveurs-

Référence			Bactériologie	Parasitologie- Mycologie	COVID / PRV respiratoires	Virologie hors COVID
Eswab® rose (Copan)			✓ P.génitaux, BLSE, P.cutanés ...	✓	✓	✓
Eswab® orange (Copan)			✓ Œil, urètre, sécrétions naso pharyngées	✓	✓	✓
Transwab® violet (Elitech)			✓	✓	✓	✓
Citoswab® (Citotest)			✗	✗	✓	✓
Virocult® (MWe)			✗	✗	✓	✓
Suntrine® (Taizhou)			✗	✗	✓✓	✓
Citotest®			✗	✗	✓	✓
Ecouvillon double (Copan)			✗ Hygiène uniquement (BHRE)	✗	✗	✗
Ecouvillon Stuart (Copan)			/	/	/	/

Besoin d'aide pour choisir avant le prélèvement ? Appelez le **86010** (réception de microbiologie)